

# AÉROSOL-DOSEUR AVEC ESPACEUR

## Indications

- « Aérosol-doseur » (ID) est le nom médical des « pompes » ou « pompes » qui sont utilisées pour administrer des médicaments aérosolisés aux poumons. Ils permettent un dosage plus précis que l'utilisation du masque traditionnel et de la chambre d'aérosol à oxygène à haut débit. Des exemples de médicaments administrés par des aérosols-doseurs comprennent le salbutamol (Ventolin®) et la fluticasone (Flovent®).
- Cependant, pour être plus efficaces, ils doivent être utilisés avec un espaceur (AeroChamber®). Les espaceurs sont livrés avec des embouts buccaux ou des masques. Les bébés et les tout-petits doivent utiliser le masque



## Matériaux

- Pompe à médicaments prescrits
- Espaceur avec masque
- Tampons d'alcool/chlorhexidine (pour le nettoyage à l'intérieur du masque après utilisation)
- Écouvillon rose + eau (pour le nettoyage de la bouche après utilisation)

## Points clés

- Dix respirations doivent être prises avec une bonne étanchéité de masque pour s'assurer que bébé reçoit la dose complète de médicament (vérifier la valve d'expiration sur l'espaceur pour compter)
- Un bronchodilatateur doit toujours être administré en premier, suivi de stéroïde
- L'intérieur de la bouche de bébé doit toujours être lavé après l'administration de stéroïdes

## Procédure

- Agiter l'ID 4-5 fois
- Insérez l'ID dans le trou arrière de l'espaceur
- Placez le masque d'espacement sur la bouche et le nez de bébé, assurant une bonne étanchéité
- Appuyez sur l'ID pour administrer la dose
- En regardant la valve d'expiration sur l'espaceur, comptez 10 respirations
- Si plus d'une « bouffée » est prescrite, prévoir une minute complète entre les « bouffées » – l'aérosol doit être repressurisé
- Nettoyez doucement l'intérieur de la bouche de bébé avec un écouvillon rose et de l'eau après l'administration de tous les médicaments.
- Nettoyez l'intérieur du masque avec un tampon imbibé d'alcool une fois terminé

